

Désignation

- Pointes EPTIPS GLP BOX 2.0 0,5-20 $\mu$ L gris clair box/96  
EPPENDORF

Référence

- 934232B

Unité de vente : 96



---

**Description**

- Eppendorf Quality, 0,5 – 20  $\mu$ L L
- Longueur : 46 mm
- Coloris : gris clair, pointes incolores
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- Conditionnement : 1 boîte réutilisable  $\times$  96 pointes.

