

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	934233B
<b>Désignation</b>	EPTIPS BOX 2.0 G 2-200 $\mu$ L EPQUALITY



### Description :

- ✓ Pointes epT.I.P.S. Box 2.0 et epT.I.P.S. Eppendorf Quality
- ✓ Volume : 2 – 200  $\mu$ L
- ✓ Coloris jaune, pointes incolores
- ✓ Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- ✓ Système optimisé pour pipettes multicanaux
- ✓ Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- ✓ Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- ✓ Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- ✓ Conditionnement : 1 boîte réutilisable de 96 pointes

### Unité de vente :

96 pointes