

Désignation

- Pointes EPTIPS BOX 2.0 G 0,25-2,5ml EPQUALITY



Référence

- 934237B

Unité de vente : 48

Description

- Eppendorf Quality, 0,25 – 2,5 mL
- Longueur : 103 mm
- Coloris : rouge, pointes incolores
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- Conditionnement : 1 boîte réutilisable × 48 pointes.

