

Désignation

- Pointes EPTIPS GLP set 0,1-10 μ L gris foncé (5 plateaux x96 pointes,1 boîte)

Référence

- 934239B

Unité de vente : 480



Description

- Pointes EPTIPS GLP
- Volume : 0,1 – 10 μ L
- Coloris : gris foncé, pointes incolores
- Conditionnement : 5 plateaux x 96 pointes,1 boîte réutilisable
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les Reloads et les Boxes sont autoclavables à 121 °C en vue de leur réutilisation

