

Désignation

- Pointes EPTIPS set 0,1-20 μ L gris (5 plateaux x96 pointes, 1 boîte)

Référence

- 934240B

Unité de vente : 480



Description

- Pointes EPTIPS set
- Volume : 0,1 – 20 μ L
- Coloris : gris moyen, pointes incolores
- Conditionnement : 5 plateaux x 96 pointes, 1 boîte réutilisable
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les Reloads et les Boxes sont autoclavables à 121 °C en vue de leur réutilisation

