

FICHE TECHNIQUE

Référence	934244B
Désignation	EPTIPS SET G 50-1000µl



Description :

- ✓ Pointes epT.I.P.S. Set - Eppendorf Quality
- ✓ Volume : 50 – 1 000 µL
- ✓ Coloris bleu, pointes incolores
- ✓ Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- ✓ Système optimisé pour pipettes multicanaux
- ✓ Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- ✓ Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- ✓ Les Reloads et les Boxes sont autoclavables à 121 °C en vue de leur réutilisation
- ✓ Conditionnement : 5 plateaux de 96 pointes - boîte réutilisable

Unité de vente :

480 Pointes
