

Désignation

- Pointes EPTIPS GLP SET 500-2500µl rouge

Référence

- 934246B

Unité de vente : 240



Description

- epT.I.P.S.® Set
- Eppendorf Quality
- Volume : 0,25 – 2,5 mL
- Coloris : rouge, pointes incolores
- Conditionnement : 5 plateaux de 48 pointes, 1 boîte réutilisable
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les Reloads et les Boxes sont autoclavables à 121 °C en vue de leur réutilisation

