

FICHE TECHNIQUE

Référence	934247
Désignation	Pointes GLP Eptips Reloads standard 0,1-10 µl



Description :

- ✓ Universelles, pour toutes pipettes
- ✓ Graduations fines
- ✓ Version GLP : General Lab Product, pour les applications autres que diagnostique humain
- ✓ Eptips reloads : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'eptips box
- ✓ Version standard
- ✓ Volume : 0,1-10 µl
- ✓ Longueur : 34 mm

Unité de vente :

960 Pointes GLP Eptips Reloads standard 0,1-10 µl
