

FICHE TECHNIQUE

Référence	934249
Désignation	POINTE EPTIPS G RELOAD STANDARD 0,5- 20µL RACK/96 EPPENDORF



Description :

Universelles, pour toutes pipettes

- ✓ Graduations fines
- ✓ Version GLP : General Lab Product, pour les applications autres que diagnostique humain
- ✓ Eptips reloads : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'eptips box
- ✓ Version standard
- ✓ Volume : 0,5 - 20 µl
- ✓ Longueur : 34 mm

Unité de vente :

960 Pointes GLP Eptips Reloads standard 0,5 - 20 µl
