

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	934250
<b>Désignation</b>	Pointes epTIPS Reload standard 2-200µL rack 96 Eppendorf



### Description :

- ✓ Pointes epT.I.P.S. Reload - Eppendorf Quality
- ✓ Volume : 2 – 200 µL
- ✓ Longueur : 53 mm
- ✓ Coloris jaune, pointes incolores
- ✓ Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- ✓ Système optimisé pour pipettes multicanaux
- ✓ Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- ✓ Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- ✓ Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- ✓ Conditionnement : 10 plateaux de 96 pointes

### Unité de vente :

960 Pointes

---