

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	934252
<b>Désignation</b>	Pointe 50-1000 µl



---

### Description :

- ✓ Pointe standard EPTIPS RELOADS
- ✓ GLP : general lab product, pour les applications autres que diagnostic humain
- ✓ Sans filtre
- ✓ Universelle : compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Avec graduations fines
- ✓ Pointes incolores, recharge avec code-couleur bleu
- ✓ Volume 50 – 1000 µl
- ✓ Longueur : 71 mm
- ✓ Conditionnement : 10 x 96 pointes ; ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epTIPS Box

### Unité de vente :

960 Pointes

---