

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
934256	POINTE EPTIPS G LONGUE RELOADS PCR CLEAN 50-1250µl RACK/96 EPPENDORFx960	Eppendorf

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La composition des recharges epT.I.P.S® a été optimisée afin d'économiser 44 à 68% de matière, selon la référence.

The composition of the product has been optimized to save 44 to 68% of material, depending on the specific SKU.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de 43 à 92% de matière recyclée, selon la référence.

The packaging of this product contains 43 to 92% of recycled material, depending on the specific SKU.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément à Hambourg en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Hamburg, Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)