

Désignation

- Pointes EPTIPS BOX 2.0 G 50-1250 μ l L EPQUAL



Référence

- 934257B

Unité de vente : 96

Description

- Eppendorf Quality, 50 – 1 250 μ L
- Longueur : 103 mm
- Coloris : vert foncé, pointes incolores
- Transfert des plateaux de recharge garanti sans contamination jusqu'aux boîtes de travail stables
- Système optimisé pour pipettes multicanaux
- Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- Les pointes peuvent être fixées aux pipettes depuis les plateaux de recharge
- Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C en vue d'un usage ultérieur
- Conditionnement : 1 boîte réutilisable \times 96 pointes.

