

Désignation

- Pointes EPTIPS G Reload PCR clean 0,1-10 μ L rack/96 Eppendorf

Référence


- 934258

Unité de vente : 1000



Description

- ✓ epT.I.P.S. ... Eppendorf totally integrated Pipetting System.
- ✓ En portoirs rechargeables (epT.I.P.S. reloads) : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epT.I.P.S. Box.
- ✓ Universelles, pour toutes pipettes
- ✓ Graduations fines
- ✓ Volume : 0,1 - 10 μ l
- ✓ Dimensions : Longueur : 34 mm
- ✓ Autoclavable



DOMINIQUE DUTSCHER SAS