

Désignation

- Pointe Eptips G reload PCR clean 0,1-20 μ l rack/96 Eppendorf



Référence

- 934259

Unité de vente : 960

-
- PCR clean, ACT
 - 0,1 – 20 μ L, 40 mm, gris moyen, pointes incolores
 - Conditionnement : 960 pointes (10 plateaux \times 96 pointes)
 - Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
 - Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
 - Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
 - Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.

