

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
934259	POINTE EPTIPS G RELOAD PCR CLEAN 0,1-20µl RACK/96 EPPENDORF x960	Eppendorf

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

La composition des recharges epT.I.P.S<sup>®</sup> a été optimisée afin d'économiser 44 à 68% de matière, selon la référence.

*The composition of the product has been optimized to save 44 to 68% of material, depending on the specific SKU.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est composé de 43 à 92% de matière recyclée, selon la référence.

*The packaging of this product contains 43 to 92% of recycled material, depending on the specific SKU.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément à Hambourg en Allemagne.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Hamburg, Germany.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)