

## Désignation

- Pointe epT.I.P.S. PCR Clean GLP - Volume 2 - 200  $\mu$ l - 10 recharges de 96 pointes epT.I.P.S. Reloads

## Référence

- 934261

Unité de vente : 960



---

## Description

- epT.I.P.S. ... Eppendorf totally integrated Pipetting System.
- epT.I.P.S.Reloads : ensemble de 10 plateaux-recharges qu'il suffit de poser dans l'epT.I.P.S. Box.
- Universelles, pour toutes pipettes
- Graduations fines
- Volume : 2 - 200  $\mu$ l
- Dimensions : Longueur : 53 mm

