

## Désignation

- Pointe Eptips G reload pcr clean 50-1250 $\mu$ l rack/96 Eppendorf



## Référence

- 934264

Unité de vente : 960 pointes

- 
- PCR clean, ACT
  - 50 – 1 250  $\mu$ L, 76 mm, vert, pointes incolores
  - Conditionnement : 10 plateaux de 96 pointes
  - Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
  - Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
  - Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
  - Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.

