

FICHE TECHNIQUE

Référence	934266B
Désignation	Pointe Eptips Biopur 0,1-20 µL



Description :

- ✓ Les pointes de pipette Eppendorf Biopur dans des racks à usage unique offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Certifiées PCR clean, stériles, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ Emballage stérile conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
- ✓ Chaque lot de racks produit fait l'objet d'un contrôle continu par un laboratoire indépendant
- ✓ Pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, ainsi que la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20 % de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : gris moyen – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 0,1-20 µL
- ✓ Longueur : 40 mm

Unité de vente :

480 Pointes Eptips Biopur 0,1-20 µL