

FICHE TECHNIQUE

Référence	934267B
Désignation	Pointes epT.I.P.S. racks 2 - 200 µl



Description :

É Universelles, pour toutes pipettes

É Graduations fines

- Pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, ainsi que la biologie moléculaire et la technologie cellulaire

É 5 racks de 96 pointes

É Volume 2 - 200 µl

É Longueur : 53 mm


É 0,1 µl à 200 µl

É 0,2 µl à 200 µl

É 0,5 µl à 200 µl

É 1 µl à 200 µl

É 2 µl à 200 µl



Unité de vente :

480 Pointes