

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	934268B
<b>Désignation</b>	Pointe Eptips Biopur 20-300 µL



### Description :

- ✓ les pointes Eppendorf Biopur offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Garanties PCR clean, stériles, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ A usage médical, pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire, ainsi que de la biologie moléculaire et de la cell manipulation
- ✓ Chaque lot de production fait l'objet d'un contrôle continu par un laboratoire indépendant
- ✓ Coloris : orange – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 20-300 µL
- ✓ Longueur : 55 mm

### Unité de vente :

480 Pointes Eptips Biopur 20-300 µL

---