

FICHE TECHNIQUE

Référence	934271B
Désignation	Pointes Eptips Biopur 250-2500 μ L



Description :

- ✓ Les pointes de pipette Eppendorf Biopur dans des racks à usage unique offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Stériles
- ✓ Certifiées PCR clean, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ Emballage stérile conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris rouge - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 250 – 2500 μ L
- ✓ Long. 115 mm

Unité de vente :

240 Pointes Eptips Biopur 250-2500 μ L