

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	934273B
<b>Désignation</b>	Pointes Eptips longues Biopur 50-1250 $\mu$ L



### Description :

- ✓ Les pointes de pipette Eppendorf Biopur dans des racks à usage unique offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Stériles
- ✓ Certifiées PCR clean, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ Emballage stérile conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris vert foncé - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks x 96 pointes
- ✓ Volume 50 – 1250  $\mu$ L
- ✓ Long. 103 mm

### Unité de vente :

480 Pointes Eptips longues Biopur 50-1250  $\mu$ L