

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	934274B
<b>Désignation</b>	Pointe Eptips Biopur 100-5000 µL



---

### Description :

- ✓ Les pointes de pipette Eppendorf Biopur dans des racks à usage unique offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Certifiées PCR clean, stériles, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ Emballage stérile conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
- ✓ Chaque lot de racks produit fait l'objet d'un contrôle continu par un laboratoire indépendant
- ✓ Pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, ainsi que la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : violet – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- ✓ Volume 100-5000 µL
- ✓ Longueur : 125 mm

### Unité de vente :

120 Pointes Eptips Biopur 100-5000 µL

---