

FICHE TECHNIQUE

Référence	934275B
Désignation	Pointe Eptips Biopur 200-5000 µL



Description :

- ✓ Les Eppendorf Biopur offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Garanties PCR clean, stérile, apyrogène, sans ATP et sans ADN
- ✓ A usage médical, pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire, ainsi que de la biologie moléculaire et de la cell manipulation
- ✓ Chaque lot de production fait l'objet d'un contrôle continu par un laboratoire indépendant
- ✓ Coloris : violet – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- ✓ Volume 200-5000 µL
- ✓ Longueur : 175 mm

Unité de vente :

120 Pointes Eptips Biopur 200-5000 µL
