

Désignation

- Recharge EPTIPS G384 20 μ L PCRC
- Référence : 934311

Unité de vente : 3840



Description

- PCR clean
- Volume : 0,1 – 20 μ L
- Longueur : 42 mm
- Coloris : rose clair, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux \times 384 pointes
- Technologie innovante SOFTattach pour un ajustement de la pointe et une étanchéité exceptionnelle
- Remplissez une plaque complète de 384 puits sans desserrer les pointes de pipette
- Un alignement parfait des pointes assuré par une coaxialité exceptionnelle pour une manipulation des plaques et un transfert de liquide en toute sécurité
- La forme des pointes epT.I.P.S. 384 s'ajuste parfaitement aux puits des plaque 384 puits

