

Désignation

- Pointes EPTIPS GLP set 384 20 μ L
- Référence : 934313B

Unité de vente : 1920



Description

- Eppendorf Quality
- Volume : 0,1 – 20 μ L
- Longueur : 42 mm
- Coloris : rose clair, pointes incolores
- Conditionnement : 5 plateaux \times 384 pointes dans 1 boîte réutilisable
- Technologie innovante SOFTattach pour un ajustement de la pointe et une étanchéité exceptionnelle
- Remplissez une plaque complète de 384 puits sans desserrer les pointes de pipette
- Un alignement parfait des pointes assuré par une coaxialité exceptionnelle pour une manipulation des plaques et un transfert de liquide en toute sécurité
- La forme des pointes epT.I.P.S. 384 s'ajuste parfaitement aux puits des plaque 384 puits

