

## Désignation

- Recharge EPTIPS 384 20 $\mu$ l EPQ
- Référence : 934315

Unité de vente : 3840



---

## Description

- Eppendorf Quality
- Volume : 0,1 -20  $\mu$ L
- Longueur : 42 mm
- Coloris : rose clair, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux  $\times$  384 pointes
- Conçu pour une distance du cône de 4,5 mm
- Technologie innovante SOFTattach pour un ajustement de la pointe et une étanchéité exceptionnelle
- Remplissez une plaque complète de 384 puits sans desserrer les pointes de pipette
- Un alignement parfait des pointes assuré par une coaxialité exceptionnelle pour une manipulation des plaques et un transfert de liquide en toute sécurité
- La forme des pointes epT.I.P.S. 384 s'ajuste parfaitement aux puits des plaque 384 puits

