

## Désignation

- Recharge EPTIPS 384 100µl EPQ
- Référence : 934316

Unité de vente : 3840



---

## Description

- Eppendorf Quality
- Volume : 5 - 100 µL
- Longueur : 53 mm
- Coloris : jaune clair, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux × 384 pointes
  
- Conçu pour une distance du cône de 4,5 mm
- Technologie innovante SOFTattach pour un ajustement de la pointe et une étanchéité exceptionnelle
- Remplissez une plaque complète de 384 puits sans desserrer les pointes de pipette
- Un alignement parfait des pointes assuré par une coaxialité exceptionnelle pour une manipulation des plaques et un transfert de liquide en toute sécurité
- La forme des pointes epT.I.P.S. 384 s'ajuste parfaitement aux puits des plaque 384 puits

