

## Désignation

- Rack ep Dualfilter T.I.P.S.® 384 100 µL
- Référence : 934322B

Unité de vente : 3840



---

## Description

- PCR clean et stérile
- Volume : 5 - 100 µL
- Dimensions : 53 mm
- Coloris : jaune clair, pointes incolores
- Conditionnement : 10 racks × 384 pointes
- La technologie innovante SOFTattach assure un ajustement et une étanchéité fiables des pointes tout en réduisant au minimum les forces de manipulation.
- Remplissez une plaque complète de 384 puits sans desserrer les pointes de pipette
- Un alignement parfait des pointes est assuré par une coaxialité exceptionnelle pour une manipulation des plaques et un transfert de liquide en toute sécurité
- La forme des pointes p Dualfilter T.I.P.S. 384 s'ajuste parfaitement aux puits des plaque 384 puits
- Double protection aux aérosols et aux biomolécules pour les pipettes et les échantillons
- Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20 % de la consommation de polypropylène par rack

