

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	934356
<b>Désignation</b>	Tubes 25 ml



### Description :

- ✓ Tubes à hauteur réduite pour faciliter l'accès à l'échantillon et réduire le risque de contamination entre la pipette et le tube
- ✓ Gain de place lors du stockage des échantillons
- ✓ Capuchons à vis, avec côté aplatis et cannelés
- ✓ PCR Clean
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 17 000 g
- ✓ Températures d'utilisation : -86°C à +100°C
- ✓ Volume : 25 ml

### Unité de vente :

200 Tubes 25 ml

---