

FICHE TECHNIQUE

Référence	934357
Désignation	Tubes 25 ml



Description :

- ✓ Tubes à hauteur réduite pour faciliter l'accès à l'échantillon et réduire le risque de contamination entre la pipette et le tube
- ✓ Gain de place lors du stockage des échantillons
- ✓ Capuchons à vis, avec côté aplatis et cannelés
- ✓ Stériles, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, RNase, d'ADN
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 17 000 g
- ✓ Températures d'utilisation : -86°C à +100°C
- ✓ Volume : 25 ml

Unité de vente :

200 Tubes 25 ml
