

Désignation

- Portoir pour Mixmate pour 4 tubes coniques de 25 ou 50 ml

Référence

- 934359

Unité de vente : 2



Description

- Portoir pour 4 tubes coniques de 25/50 ml
- Agitateur grande vitesse (3 000 rpm) pour l'agitation rapide et efficace de petits volumes dans tous les formats de consommables conventionnels jusqu'à 50 mL
- Technologie 2DMix-Control (mouvement orbital plan, sans composante verticale) pour une agitation contrôlée et des résultats reproductibles en quelques secondes
- Technologie anti-éclaboussures pour des mouvements de mélange contrôlés sans humidification du couvercle et sans contamination croisée
- 5 portoirs de tubes différents (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, plaques PCR 96 puits) pour une grande polyvalence
- Fonction Vortex ergonomique intégrée dans différents formats de tubes pour l'agitation de différents échantillons
- Transfert minimal des vibrations à la main/au bras pendant l'agitation au vortex (certificat disponible) pour une utilisation ergonomique (PhysioCare Concept®)
- 5 touches programmables avec paramètres d'agitation standard prédéfinis pour une utilisation facile
- Très stable : reste immobile, même à vitesse de mélange maximum
- Utilisation silencieuse pour un environnement de travail confortable

