

Désignation

- Pipette Eppendorf Research plus g
8 canaux variable 120-1200µl vert

Référence

- 934370

Unité de vente : 1



- Label ACT -
- Type de produit Pipettes
- Type de pipetage Système à coussin d'air
- Nombre de canaux 8-canal
- Plage de volume 120 – 1 200 µL
- Color code vert foncé
- Incrément de volume 1 µL
- Mode de fonctionnement mécanique
- Embout porte-cône à amortisseur de force non
- Erreur de mesure aléatoire 120,0 µL: ± 0,9%; ± 1,08 µL
- 600 µL: ± 0,4%; ± 2,4 µL
- 1200 µL: ± 0,3%; ± 3,6 µL
- Erreur de mesure systématique 120,0 µL: ± 6%; ± 7,2 µL
- 600 µL: ± 2,7%; ± 16,2 µL
- 1200 µL: ± 1,2%; ± 14,4 µL
- Autoclavable oui
- Consommables epT.I.P.S.®
- Système ouvert (consommables de tiers) oui
- Contenu de la livraison : Pipette, manuel d'utilisation, certificat, outil d'ajustage (clé Allen avec manche bleu), scellé d'ajustage pour ajustage temporaire (x5), graisse pour pipettes, outil de déverrouillage, outil de joint torique