

Désignation

- Pointe eptips rack 0,1-5ml 120mm pointe incolore x24x5

Référence

- 934478

Unité de vente : 120



---

Description

- Pointes EPTIPS rack
- Volume : 0.1 – 5ml
- Longueur : 120 mm
- Coloris : violet, pointes incolores
- Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- Les pointes effilées peuvent atteindre le fond des récipients étroits et hauts sans toucher le rebord
- Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack

