

### Désignation

- Pointe eptips rack 0,5-10ml 120mm pointe incolore

### Référence

- 934480

Unité de vente : 120



---

### Description

- Pointes EPTIPS rack
- Volume : 0.5 – 10ml
- Longueur : 165 mm
- Coloris : turquoise, pointes incolores
- Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- Les pointes effilées peuvent atteindre le fond des récipients étroits et hauts sans toucher le rebord
- Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack

