

Désignation

- Pointe eptips rack 0.1-5 ml 120mm pointe incolore

Référence

- 934481

Unité de vente : 120



Description

- Pointes EPTIPS rack
- PCR clean
- Volume : 0.1 – 5 ml
- Longueur : 120 mm
- Coloris : violet, pointes incolores
- Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- Les pointes effilées peuvent atteindre le fond des récipients étroits et hauts sans toucher le rebord
- Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack

