

Désignation

- Pointe ep dualfilter tips pcr clean sterile 0,25-2,5ml 115mm incolore



Référence

- 934482

Unité de vente : 240

Description

- Pointe ep Dualfilter T.I.P.S.®
- Volume : 0,25 – 2,5 mL
- Longueur : 115 mm
- Coloris : rouge, pointes incolores
- Deux couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- PCR clean et stérile (stérile et apyrogène)
- L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack
- Conditionnement : 5 racks × 48 pointes

