

## Désignation

- Centrifuge 5425 R (EU-IVD)

## Référence

- 934547

Unité de vente : 1



---

## Description

La Centrifuge 5425/5425 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation de mélanges de substances liquides issues du corps humain ; elle est spécifiquement destinée à être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et à permettre son utilisation conformément à l'usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la directive de l'UE relatif aux diagnostics in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à être utilisées en intérieur et par du personnel spécialisé et formé.

- Avec panneau de commande à bouton rotatif pour un ajustage rapide des paramètres
- Avec rotor FA-24x2
- Réfrigérée
- 230 V, 50 – 60 Hz

