


FICHE TECHNIQUE

Référence	934597
Désignation	Eppendorf dna lobind tubes 0,5ml pcr clean



Description :

- ✓ DNA LoBind®, 0,5 mL
- ✓ PCR clean, incolore
- ✓ Le matériau Eppendorf LoBind garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse
- ✓ Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de réduire le risque d'interférence des échantillons
- ✓ Degré de pureté PCR clean certifié par lot : exempt d'ADN humain, de DNase, RNase et inhibiteurs de PCR
- ✓ Scellage précis du couvercle pour des taux d'évaporation minimum au format tube
- ✓ Vitesse de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g pour les applications de biologie moléculaire
- ✓ Conditionnement : 1 sachet × 500 tubes

Unité de vente :

500 Tubes