


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	934599
<b>Désignation</b>	Eppendorf dna lobind tubes 2 ml pcr clean



### Description :

- ✓ DNA LoBind®, 2 mL
- ✓ PCR clean, incolore
- ✓ Le matériau Eppendorf LoBind garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats d'analyse
- ✓ Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) afin de réduire le risque d'interférence des échantillons
- ✓ Degré de pureté PCR clean certifié par lot : exempt d'ADN humain, de DNase, RNase et inhibiteurs de PCR
- ✓ Scellage précis du couvercle pour des taux d'évaporation minimum au format tube
- ✓ Vitesse de centrifugation pouvant atteindre 25 000 × g pour les applications de biologie moléculaire
- ✓ Conditionnement : 1 sachet × 500 tubes

### Unité de vente :

500 Tubes