

Désignation

- Eppendorf Tubes 5.0ml, Biobased, Stérile

Référence

- 934683

Unité de vente : 200



Description

- Eppendorf Tubes® BioBased
- Volume : 5.0 mL
- Capuchon à vis
- Stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN
- Coloris incolore
- Diamètre : 15.2 mm
- Non autoclavable
- Matériau : tube : polypropylène (matière première selon l'USP de classe 6)
- Capuchon à visser : polyéthylène haute densité (PE-HD)
- Température de travail : -86 °C – 100 °C
- Résistance à la centrifugation : jusqu'à 25 000 x g1)
- Fond en V
- Conditionnement : 2 sachets × 100 tubes

