

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
934683	TUBES 5ml A CAPUCHON A VIS STERILE EPPENDORF BIOBASED x200	Eppendorf

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Les tubes Biobased sont composés à 90% de polymères biosourcés, issus de ressources renouvelables (ex. déchets et résidus de raffinage d'huile végétale ou d'huile de friture usagée collectée dans le secteur de la restauration). Cela permet une réduction considérable de l'empreinte carbone.

The Biobased tubes are made with 90% of renewable resources, such as waste from the vegetable oil refining process and used cooking oil collected from the food and restaurant industry. This lowers the carbon footprint of the product compared to conventional plastics, while also contributing to the circular economy.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de 90 à 99% de matière recyclée, selon la référence.
The packaging of this product contains 90 to 99% of recycled material, depending on the specific SKU.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément à Oldenburg en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Oldenburg, Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)