

Désignation

- Eppendorf conical tubes 15ml, biobased, stérile

Référence

- 934684

Unité de vente : 500



Description

- Eppendorf Tubes® BioBased
- Volume : 15 mL
- Capuchon à vis
- Stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes
- Diamètre : 15.2 mm
- Non autoclavable
- Couleur : incolore
- Matériau : tube : polypropylène (matière première selon l'USP de classe 6), capuchon à visser : polyéthylène haute densité (PE-HD)
- Température de travail : -86 °C – 100 °C
- Résistance à la centrifugation : jusqu'à 19 500 x g1
- Fond conique
- Conditionnement : 10 sachets × 50 tubes

