

Désignation

- Eppendorf conical tubes 25ml, biobased, stérile

Référence

- 934685

Unité de vente : 200



Description

- Eppendorf Tubes® BioBased 25 mL
- Capuchon à vis
- Stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 200 tubes (8 sachets × 25 tubes)
- Diamètre : 28.3 mm
- Non autoclavable
- Couleur incolore
- Matériau tube : polypropylène (matière première selon l'USP de classe 6)
- Capuchon à visser : polyéthylène haute densité (PE-HD)
- Volume : 25 mL
- Température de travail -86 °C – 100 °C
- Résistance à la centrifugation : jusqu'à 17 000 x g1)
- Fond conique
- Conditionnement : 200 tubes (8 sachets × 25 tubes)

