

Désignation

- Eppendorf conical tubes 50ml, biobased, stérile

Référence

- 934686

Unité de vente : 500



Description

- Eppendorf Tubes® BioBased 50 m
- Stérile, exempt d'agents pyrogènes, de DNase, de RNase et d'ADN, incolore, 500 tubes
- Caractéristiques
- Diamètre : 28.3 mm
- Non autoclavable
- Couleur : incolore
- Matériau : tube : polypropylène (matière première selon l'USP de classe 6)
- Capuchon à visser : polyéthylène haute densité (PE-HD)
- Volume : 50 mL
- Température de travail : -86 °C – 100 °C
- Résistance à la centrifugation : jusqu'à 19 500 x g1)
- Fond conique
- Conditionnement : 20 sachets × 25 tubes

