

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
934686	TUBES 50ml CONIQUE A CAPUCHON A VIS STERILE EPPENDORF BIOBASED x500	Eppendorf

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Les tubes Biobased sont composés à 90% de polymères biosourcés, issus de ressources renouvelables (ex. déchets et résidus de raffinage d'huile végétale ou d'huile de friture usagée collectée dans le secteur de la restauration). Cela permet une réduction considérable de l'empreinte carbone. Ce produit est labellisé ACT.

*The Biobased tubes are made with 90% of renewable resources, such as waste from the vegetable oil refining process and used cooking oil collected from the food and restaurant industry. This lowers the carbon footprint of the product compared to conventional plastics, while also contributing to the circular economy. This product is ACT labeled.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de 90 à 99% de matière recyclée, selon la référence.

*The packaging contains 90 to 99% of recycled material, depending on the specific SKU.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément à Oldenburg en Allemagne.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Oldenburg, Germany.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Page de marque Eppendorf](#)

[Le développement durable chez Eppendorf](#)

[ACT Label](#)