

Désignation

- 6 pipettes RESEARCH PLUS : 2,5 ,10 ,20 jaune
100 ,200,1000 μ L portoir carousel

Référence

- 934697

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes 1 canal, variable
- Volume : 0,1 – 2,5 μ L, 0,5 – 10 μ L, 2 – 20 μ L (jaune), 10 – 100 μ L, 20 – 200 μ L, 100 – 1 000 μ L
- Avec 6x Boîte d'epT.I.P.S.[®] 2.0 et stylo-pipette
- Pipette mécanique à coussin d'air pour un pipetage facile, précis et ergonomique des solutions aqueuses
- Pipette ultralégère a été conçue selon les principes Eppendorf PhysioCare Concept[®]
- Réduisez la fatigue en exerçant un minimum de force pour fixer la pointe grâce à l'embout porte-cône à amortisseur de force (disponible pour toutes les pipettes jusqu'à un volume de 1 mL) sans compromis sur l'étanchéité de la pointe
- Profitez de forces de manipulation et d'éjection des pointes parmi les plus basses du marché des pipettes, vous aidant à réduire les contraintes exercées sur la main et le bras
- Ajustez temporairement votre pipette en quelques secondes pour une meilleure exactitude lors du pipetage de liquides difficiles comme l'éthanol ou lors du pipetage à haute altitude. Revenez à l'ajustage usine sans étalonnage
- Autoclavez toute la pipette ou seulement sa partie basse selon vos besoins et applications pour assurer une décontamination appropriée

