

Désignation

- 6 pipettes REFERENCE 2 : 2,5 ,10 ,20 (jaune)
100 ,200,1000 μ l, portoir carousel

Référence

- 934698

Unité de vente : 1



Description

- Pipettes 1 canal, variable
- Volume : 0,1 – 2,5 μ L, 0,5 – 10 μ L, 2 – 20 μ L (jaune), 10 – 100 μ L, 20 – 200 μ L, 100 – 1 000 μ L
- Avec 6x Boîte d'epT.I.P.S.® 2.0 et stylo-pipette
- Avec son fonctionnement innovant à un seul bouton, la Reference 2 permet une utilisation rapide et ergonomique avec réduction au minimum des forces de manipulation et réduction active des aérosols. Un retour haptique clair permet d'éviter l'éjection accidentelle des pointes
- Affichage à 4 chiffres avec écran loupe pour un réglage et une identification rapide et sans danger du volume (bien visible depuis n'importe quel angle), avec verrouillage du volume
- L'embout porte-cône à amortisseur de force améliore la reproductibilité d'un utilisateur à un autre ainsi que l'ergonomie en diminuant la force requise pour la fixation des pointes
- La précision et l'exactitude exceptionnelles de la Reference 2 permettent d'obtenir des résultats fiables
- Un ajustage temporaire permet d'ajuster facilement votre Reference 2 pour pipeter le plus précisément possible différents liquides ou pour tenir compte de conditions externes changeantes sans devoir effectuer un étalonnage complet
- Les variantes Reference 2 multicanaux offrent une grande flexibilité avec un embout porte-cône à amortisseur de force qui peut être activé/désactivé sur demande

