

## Désignation

- Centrifugeuse 5427 RN 230V/50-60HzIVDR

## Référence

- 934726

Unité de vente : 1



- La Centrifuge 5427 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation de mélanges de substances liquides issues du corps humain ; elle est spécifiquement destinée à être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et à permettre son utilisation conformément à l'usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la directive de l'UE relatif aux diagnostics in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à être utilisées en intérieur et par du personnel spécialisé et formé.

- Label ACT oui
- RCF max. 25001 × g
- RCF max. avec rotor angulaire 25001 × g
- RCF max. avec rotor libre 16049 × g
- Vitesse : 100 – 16 220 tr/min (50 tr/min étapes)
- Rotors disponibles 9
- Capacité max. 48 × 1,5/2,0 mL
- Minuterie : 5 s à 9:59 h, en continu
- Fonction de freinage SOFT oui
- Niveau sonore < 55 dB(A) avec rotor FA-45-48-11
- Alimentation 230 V, 50 – 60 Hz
- Consommation électrique max. 495 W
- Dimensions (l × P × H) : 31,9 × 54,0 × 25,4 cm
- Poids du produit : 30 kg
- Hauteur (avec couvercle ouvert) 56 cm
- Refroidissement : réfrigérée
- Surveillance à distance de l'appareil et notifications : VisioNize® box activé
- Plage de températures : -11 °C to +40 °C

